

Spiromètre incitatif Voldyne®



Référence	251358-2
Origine	Mexique
Code douanier	00888277444587
+ d'info	https://www.medisafe.fr/spirometre-voldyne-251358.html
Variantes	4000 ml

Description :

- **Stimulez votre capacité pulmonaire** : Offrez à vos poumons une véritable bouffée d'air grâce au Voldyne® Volumetric Exerciser. Son principe d'incentive spirometry **encourage des inspirations plus profondes**, aidant ainsi à renforcer la fonction pulmonaire et à **prévenir les complications** post-opératoires.
- **Un allié de choix pour la rééducation respiratoire** : Que vous soyez un professionnel de santé soucieux d'accompagner vos patients ou un particulier en phase de **convalescence**, ce dispositif médical certifié CE est conçu pour faciliter une pratique régulière des exercices respiratoires. Son embout pivotant et son tube extensible offrent une **utilisation confortable, adaptée à tous les gabarits**.
- **Des indicateurs intuitifs et ludiques** : Plus besoin de deviner vos progrès : grâce à un **repère réglable** et à son système à smiley, vous visualisez instantanément chaque inspiration. Les graduations double-face permettent un **suivi détaillé, idéal pour encourager la motivation du patient et mesurer précisément les volumes inspirés**.
- **Fiable et durable** : Fabriqué dans un **plastique médical robuste**, le Voldyne® Volumetric Exerciser résiste à une utilisation quotidienne tout en restant facile à nettoyer et à stériliser. Sa longévité en fait un investissement sûr, aussi bien en milieu hospitalier qu'à la maison, pour des exercices respiratoires réguliers et efficaces.
- **Un soutien à chaque étape** : En adoptant le Voldyne® Volumetric Exerciser, vous vous dotez d'un outil polyvalent pour :
 - **Prévenir** l'atélectasie après une opération
 - **Renforcer** la capacité pulmonaire des sportifs ou des personnes souffrant de troubles respiratoires
 - **Améliorer** la qualité de vie des patients en phase de rééducation ou souffrant de pathologies chroniques
- Le Voldyne® Volumetric Exerciser est l'allié idéal pour garantir une respiration optimale, réduire les risques de complications et retrouver le confort pulmonaire dont chacun a besoin au quotidien.

Caractéristiques techniques :

Conditionnement de vente	Unitaire
Usage unique	Oui
Volume	4000 ml
Public concerné	Adulte

Matière	Plastique
----------------	-----------

Caractéristiques réglementaires :

Marquage CE	Oui
Dispositif médical	Classe I

Mode d'emploi :

- Retirez délicatement l'appareil de son emballage et assemblez le tube extensible avec l'embout pivotant.
- Asseyez-vous ou tenez-vous debout, le dos droit, afin de maximiser l'expansion de vos poumons.
- Placez l'embout dans votre bouche, formez un joint hermétique et inspirez lentement jusqu'à atteindre le volume cible indiqué.
- Tenez votre respiration pendant 2 à 3 secondes pour aider à dilater les alvéoles pulmonaires et favoriser un échange gazeux optimal.
- Répétez l'opération plusieurs fois par séance, selon les recommandations de votre professionnel de santé.
- Détachez l'embout buccal et rincez-le avec de l'eau tiède après chaque utilisation. Laissez-le sécher à l'air libre avant de le ranger.

Utilisez le Voldyne® Volumetric Exerciser sous la supervision d'un professionnel de santé si vous avez des antécédents respiratoires ou chirurgicaux.

Si vous ressentez une douleur, un étourdissement ou un malaise, arrêtez immédiatement l'exercice et consultez un spécialiste.

Rangez l'appareil dans un endroit sec et à l'abri de la poussière, et vérifiez régulièrement l'état du dispositif avant utilisation.